

Wellness & Beauty

Stimulec Facial Plus



Mit zunehmendem Alter lässt die Spannung der Muskelstruktur auch im Gesichtsbereich deutlich nach. Das Ergebnis: schlaffe Haut an Augen, Wangen, Kinn und Hals, die mit Falten und Rissen verbunden sein kann. Darüber hinaus verschlechtert sich zunehmend die Durchblutung, so dass die Nährstoffzufuhr zur oberen Schicht abnimmt - das Gesicht trocknet aus.

Der neuromuskuläre Stimulec Gesichtsstimulator Facial Plus wirkt dem sehr effektiv und natürlich entgegen. Durch die präzise und angenehme Stimulation mittels Reizstrom reaktiviert er die Muskelstrukturen und fördert eine bessere Durchblutung des Gewebes.

Die voreingestellten, leicht zu wählenden Stimulationsprogramme

- ✓ Verbesserung des Teints
- ✓ Glättung von starken Stirn- und Lachfalten
- ✓ Verbesserung der Hautelastizität
- ✓ Stärkung der Muskulatur
- ✓ leichte Massage

wurden dabei so gewählt, dass sie die natürlichen Abläufe nachahmen, wie sie für eine junge Personen normal sein würden. Das Ergebnis: eine natürliche Straffung der Haut verbunden mit einem jüngeren und frischeren Aussehen.

Facial Plus Entspannung und Anti-Aging

Technische Daten



Stimulec Facial Plus

Anwendungen:	Verbesserung des Teints, Glättung von starken Stirn- und Lachfalten, Verbesserung der Hautelastizität, Stärkung der Muskulatur, Leichte Massage
Digital-Technik:	Ja
Therapiespeicher:	Nein
Programmsperre:	Nein
Programme:	5
Kanäle:	2 isolierte, unabhängige Kanäle
Amplitude:	0 - 40 mA
Typ:	Konstanter Strom
Wellenform:	Asymmetrisch, rechteckig, biphasisch (ohne Gleichstromanteile)
Impulsweite:	40µS - 80µS (2% Differenz)
Impulsrate:	1 - 20 Hz (2% Differenz)
Modus:	Kontinuierlich
SKU-Schaltung:	Stromkreisunterbrechung bei gelöster Elektrode
Stromversorgung:	9 Volt Blockbatterie
Abmessungen:	102mm x 68mm x 32mm (Gerät zugeklappt)
Gewicht:	100 gr. einschließlich Batterie
Praktische Details:	Gürtelclip für den mobilen Einsatz und integrierter Spiegel zum präzisen Platzieren der Elektroden
Hersteller:	Verity Medical Ltd.
Lieferumfang:	1 x digitales Stimulec Facial plus, 1 x neutrale Aufbewahrungstasche, 1 x Handbuch (deutsch), 1 x 9V Blockbatterie, 2 x Elektrodenanschlusskabel, 4 x Elektroden 30 x 30 mm, rund
Garantie:	2 Jahre

Vertrieb durch / Ihr Ansprechpartner

biotec MEDIZINTECHNIK GmbH

Postfach 1665
37575 Einbeck
Telefon: (0 55 61) 7 41 38
Email: info@biotec-med.de