

Muskelstimulation

NeuroTrac™ Sports XL 2 x 2 Kanäle



Das NeuroTrac™ Sports XL ist ein neuer neuromuskulärer Stimulator, der speziell für Sportler nach den neuesten Anforderungen und Erkenntnissen entwickelt wurde.

Dieser moderne, digitale Muskelstimulator verfügt über eine entsprechend hohe Ausgangsleistung, um selbst große Muskeln bzw. Muskelgruppen ansprechen und stimulieren zu können. Er ist äußerst komfortabel zu bedienen, verfügt über 2 x 2 Kanäle (gleichzeitiges Stimulieren von bis zu vier Muskeln bzw. Muskelgruppen) und ist Dank seines Gürtelclips und der Stromversorgung (Batterie) ortsunabhängig einzusetzen.

Trainieren Sie jetzt wann, wo und wie Sie möchten!

Eine Vielzahl von voreingestellten Programmen lassen dabei keine Wünsche offen und können einfach per Tastendruck ausgewählt und aktiviert werden. Zum Beispiel stehen als Trainingsprogramme zur Verfügung: Warm Up, Kapillarisation, Ausdauer, Kraft - Ausdauer, Maximal Kraft, Krafttraining, Cellulitis, Muskelerholung, Aktive Erholung, Muskel Toning, Muskelberuhigung uvm.

Individualisten können darüber hinaus bis zu 3 weitere Programme auf Ihren ganz persönlichen Trainingsplan abstimmen und speichern.

Sports XL

Trainieren, wie die Profis

Technische Daten



NeuroTrac™ Sports XL

Mögliche Anwendungen:	Muskelvergrößerung, Erhaltung u. Vergrößerung des Bewegungsbereiches, Verbesserung der lokalen Blutzirkulation, Aufwärmen vor sportlicher Aktivität, Verhinderung von Muskelatrophie
Digital-Technik:	Ja
Therapiespeicher:	Ja
Programmsperre:	Ja
Voreingestellte Programme:	21
Frei einstellbare Programme:	3
Kanäle:	2 x 2 getrennt isolierte Stromkreise/Kanäle
Amplitude:	0-90 mA
Typ:	Konstanter Strom
Wellenform:	Symmetrisch, rechteckig biphasig mit Null Gleichstromanteilen
Wählbare Impulsweite:	50 µS - 330 µS [2% Genauigkeit]
Impulsrate:	Im Modus Kontinuierlich (CONT) 2 - 100 Hz [2% Genauigkeit]
Zeiteinstellung:	Vvariabel zwischen 1 Minute und 90 Minuten
Batterieanzeige:	Fällt die Batteriespannung unter 6.9+/- 0.2 Volt, blinkt die Batterieanzeige einmal pro Sekunde
SKU-Schaltung:	Falls eine Stromkreisunterbrechung am Ausgang von Kanal A oder B auftritt, wird der Strom auf 0 gesetzt
Anstiegszeit:	0,1 - 9,9 Sek.
Abmessungen:	134 x 69 x 30 mm
Gewicht:	Mit Batterie: 0,18 Kg
Hersteller:	Verity Medical Ltd.
Lieferumfang:	1 x NeuroTrac™ Sports XL, 1 x Aufbewahrungsbox, 4 x Elektroden-anschlusskabel, 8 x Textilelektrode 50 x 50 mm, 2 x 9 V Batterie, 1 x Bedienungsanleitung (deutsch)
Garantie:	2 Jahre

Vertrieb durch / Ihr Ansprechpartner

biotec MEDIZINTECHNIK GmbH

Postfach 1665
37575 Einbeck
Telefon: (0 55 61) 7 41 38
Email: info@biotec-med.de